


Attends® Soft




Attends - et inkontinenssystem i 10 ulike absorpsjonsgrader

Attends Soft er en serie anatomisk formede bind utviklet for lett til moderat og tung urinlekkasje.

Soft 0-3+



Soft 4-7



1 Hvit, tekstillignende bakside som slipper gjennom luft for økt komfort, diskresjon og hudomsorg.

2 Festetape for god fiksering; holder bindet på plass og gir økt bevegelighet.

3 Anatomisk utformet kjerne gir en tetsittende og komfortabel passform.

4 En silkemyk overflate med mønster (Soft 0-3+) gir mykhet mot huden samt et moderne design.

5 Superabsorberende kjerne med Odour Protection gir økt lekkasjesikkerhet, tørrhet i overflaten og reduserer risikoen for ubehagelig lukt.

6 Soft 2-7 skålføres ved hjelp av en myk langsgående elastikk for ekstra sikkerhet, bedre passform og komfort.



Attends Soft er testet og godkjent av proDERM, institutt for dermatologisk forskning.

For mer informasjon, besøk www.attends.no

Attends Soft

	Antall pr. pose Antall poser pr. kartong	NAF-nummer Artikkelnummer	Produktlengde (cm) Produktbredde (cm)	Bakside	Materiale i absorpsjonskjerne	Overflatemateriale	Elastikk	Fikseringstape	Odour Protection	Pustende	Quick-Dry teknologi
Attends Soft Micro 0	28 8	903381 205273	17.5 6	Laminat av nonwoven og pustende polypropylene film	Luftfylt kjerne med fluff, superabsorbenter og syntetiske fibre med Quick-Dry spredningssjikt	Non-woven	X	✓	✓	✓	✓
Attends Soft Ultra Mini 0	28 8	879162 205075	20.5 6.5	Laminat av nonwoven og pustende polypropylene film	Luftfylt kjerne med fluff, superabsorbenter og syntetiske fibre med Quick-Dry spredningssjikt	Non-woven	X	✓	✓	✓	✓
Attends Soft Mini 1	20 12	953029 205327	21.5 8	Laminat av nonwoven og pustende polypropylene film	Fluff og superabsorbenter med Quick-Dry spredningssjikt	Non-woven	X	✓	✓	✓	✓
Attends Soft Mini Long 1	16 12	851458 204863	27.5 8	Laminat av nonwoven og pustende polypropylene film	Fluff og superabsorbenter med Quick-Dry spredningssjikt	Non-woven	X	✓	✓	✓	✓
Attends Soft Normal 2	12 8	814021 207246	26.5 10.5	Laminat av nonwoven og pustende polypropylene film	Dobbel absorpsjonskjerne med fluff og superabsorbenter med Quick-Dry spredningssjikt	Non-woven	Foam elastic	✓	✓	✓	✓
Attends Soft Extra 3	10 8	834636 207260	32.5 12	Laminat av nonwoven og pustende polypropylene film	Dobbel absorpsjonskjerne med fluff og superabsorbenter med Quick-Dry spredningssjikt	Non-woven	Foam elastic	✓	✓	✓	✓
Attends Soft Extra Plus 3+	10 12	914873 205112	36.5 13	Laminat av nonwoven og pustende polypropylene film	Dobbel absorpsjonskjerne med fluff og superabsorbenter med Quick-Dry spredningssjikt	Non-woven	Foam elastic	✓	✓	✓	✓
Attends Soft Super 4	46 3	908057 207673	38.5 14.5	Laminat av nonwoven og pustende polypropylene film	Dobbel absorpsjonskjerne med fluff og superabsorbenter med Quick-Dry spredningssjikt	Non-woven	Foam elastic	✓	✓	✓	✓
Attends Soft 5	38 4	931427 204771	47.5 16.5	Laminat av nonwoven og pustende polypropylene film	Dobbel absorpsjonskjerne med fluff og superabsorbenter med Quick-Dry spredningssjikt	Non-woven	Foam elastic	✓	✓	✓	✓
Attends Soft 6	38 4	878175 204795	47.5 16.5	Laminat av nonwoven og pustende polypropylene film	Dobbel absorpsjonskjerne med fluff og superabsorbenter med Quick-Dry spredningssjikt	Non-woven	Foam elastic	✓	✓	✓	✓
Attends Soft 7	34 4	894102 204818	47.5 16.5	Laminat av nonwoven og pustende polypropylene film	Dobbel absorpsjonskjerne med fluff og superabsorbenter med Quick-Dry spredningssjikt	Non-woven	Foam elastic	✓	✓	✓	✓



Quick-Dry

Quick-Dry er distribusjonslaget som er plassert rett under overflaten hvor væsken trekkes inn i produktet. Dette laget absorberer væsken raskt bort fra huden og inn i produktet, og hindrer at væsken returnerer til overflaten. Distribusjonslaget kan håndtere flere urinavganger uten å miste effektiviteten i særlig grad. Dette fører til optimal tørrhet mot brukerens hud samt lekkasjesikkerhet.



Pustende

Det pustende materiale tillater huden å puste, noe som bidrar til god hudomsorg.



Naturlig Odour Protection

Naturlig Odour Protection reduserer risikoen for ubehagelig lukt.



Active Zone

Active Zone er et område midt i produktet, med høy absorpsjonsevne der det virkelig trengs. Høy absorpsjon her gir optimal tørrhet og lekkasjesikkerhet for brukeren.



Enkeltpakket

Bindene er enkeltpakket for bedre hygiene og økt diskresjon.



Silkemyk overflate

En mykere, hudvennlig overflate.

(Soft 0-4)



pH-verdi

Kjerneteknologien med de spiralformede fibrene i distribusjonslaget garanterer en lav pH-verdi som ligner hudens. Dette beskytter huden og bidrar til god hudomsorg.

(Soft 4-7)